

رزمکس سوئیس

r+ssmax

just a heartbeat away

شرکت رزمکس از سال ۱۹۸۸ متعهد به ارائه به روزترین تکنولوژی های پزشکی و درمانی است.

محصولات رزمکس مورد تایید EHS (انجمن فشار خون اروپا) و BHS (انجمن فشار خون بریتانیا) می باشند.

شرکت "راهیان طب صبا" نماینده انحصاری رزمکس در ایران



r+ssmax

just a heartbeat away

خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش برای این شرکت ، به اندازه خود محصول، مهم است . خدمات شایسته به مشتری، پایه و اساس اثبات حسن نیت یک شرکت است و اعتماد به برند و محبوبیت عمومی آن را افزایش می دهد. سیستم خدمات جهانی پس از فروش رزمکس، به منظور پشتیبانی بیشتر توزیع کنندگان، به آنها امکان ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتری را می دهد و باعث رضایت مندی هر چه بیشتر مشتری خواهد شد.

آدرس واحد خدمات

خیابان ولیعصر، پایین تر از جمهوری، پاساژ سینوهه، طبقه اول، واحد ۱۰۹

تلفن: ۰۲۱ ۶۵۸۲۹۴۹۸

۰۲۱- ۴۰۸۸۰۵۳۶-۹

سعدت آباد، برج رویال، طبقه ۸، واحد ۸۰۷

WWW.RAHYANTEB.COM



5 YEARS WARRANTY



دماسنج TG380

- ✓ دارای سر منعطف
- ✓ اندازه گیری دما در ۱۰ ثانیه
- ✓ نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- ✓ آلارم تب
- ✓ خاموش خودکار و عیب یابی خودکار دستگاه
- ✓ ضد آب
- ✓ نشان گر ضعیف بودن باتری

2 YEARS WARRANTY



فشارسنج عقربه‌ای GB102

- ✓ دارای گوشی سبک
- ✓ قابلیت اندازه گیری فشار خون تا ۳۰۰ میلی متر جیوه
- ✓ کاف بدون لاتکس به منظور حفاظت از پوست حین اندازه گیری
- ✓ دریچه تخلیه هوا از جنس برنج با روکش کروم
- ✓ صفحه نمایش سفید و خوانا
- ✓ کیف قابل حمل

5 YEARS WARRANTY



دماسنج TG100

- ✓ اندازه گیری دما در ۶۰ ثانیه
- ✓ آلارم تب و خاموشی خودکار
- ✓ قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- ✓ نشانگر ضعیف بودن باتری و عیب یابی خودکار دستگاه

2 YEARS WARRANTY



گوشی پزشکی EB600

- ✓ حساسیت صوتی بسیار بالا
- ✓ ساختار پیشرفته استیل ضد زنگ
- ✓ شامل دو سری اتوسکوپ نرم و یک دیافراگم اضافی
- ✓ Interchangeable Chest Piece Adult/Child
- ✓ بدون لاتکس

5 YEARS WARRANTY



دماسنج دیجیتال RA600

- ✓ اندازه گیری در یک ثانیه از طریق اسکن مدام گوشی
- ✓ قابلیت اندازه گیری دمای گوش
- ✓ مجهز به آلارم تب
- ✓ ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- ✓ قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- ✓ نور پس زمینه
- ✓ عیب یابی خودکار دستگاه

5 YEARS WARRANTY



نبولایزر پیستونی NE100

- ✓ پاکسازی و راه اندازی راحت دستگاه
- ✓ اندازه ذرات کوچکتر از ۲/۶ میکرومتر
- ✓ دوز ذرات ریز ۸۰ الی ۸۵ درصد
- ✓ سرعت نبولیزیشن بالاتر از ۰/۳۵ میلی لیتر در دقیقه
- ✓ دارای کمپرسور پیستون قوی
- ✓ دارای ماسک و قطعه دهانی مخصوص کودکان بزرگسالان

5 YEARS WARRANTY



دماسنج دیجیتال HA500

- ✓ قابلیت اندازه گیری دما در فاصله ۵ سانتی متری
- ✓ اندازه گیری دما در ۱ ثانیه
- ✓ قابلیت اندازه گیری دمای پیشانی و اشیاء
- ✓ مجهز به آلارم تب
- ✓ ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- ✓ قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت

5 YEARS WARRANTY



نبولایزر پیستونی NB500

- ✓ فراهم آوردن ذرات دارویی با اندازه مناسب و موثرترین دوره زمانی
- ✓ اندازه ذرات کوچکتر از ۲/۲ میکرومتر
- ✓ دوز ذرات ریز ۸۰ الی ۸۵ درصد
- ✓ تکنولوژی تنظیم دریچه
- ✓ دارای طراحی منحصر به فرد برای تنفس بهتر و مصارف سنگین
- ✓ دارای کمپرسور پیستون قوی
- ✓ همراه با ماسک و قطعه دهانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
- ✓ مجهز به گیره مخصوص نگهدارنده کیت نبولایزر

5 YEARS WARRANTY



دماسنج دیجیتال HC700

- ✓ اندازه گیری دما با تکنولوژی تله فوتو و از فاصله ۱۰ سانتی متر
- ✓ اندازه گیری دما در ۱ ثانیه
- ✓ قابلیت اندازه گیری دمای پیشانی
- ✓ مجهز به آلارم هشدار تب
- ✓ ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- ✓ قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت

بیمارستانی

تکنولوژی پار (PARR) چیست؟

دستگاه فشارسنج رزمکس با تکنولوژی PARR (ضربان نامنظم) قادر به تشخیص به موقع و پیشگیری از سکتته و دیگر بیماری های قلبی، تنها با یک بار اندازه گیری فشار خون می باشد. با تشخیص به موقع فیبریلاسیون دهلیزی، انقباضات زودرس، تاکی کاردی و برادی کاردی از خطر بیماری های قلبی و سکتته پیشگیری کنید. اختلالات قلبی نیازمند مراقبت های پزشکی بوده و تشخیص به موقع آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ضربان نامنظم قلب به کمک تکنولوژی PARR در اندازه گیری های فشار خون، بدون نیاز به داشتن مهارت یا دخالت کاربر، قابل اندازه گیری می باشد.



فشارسنج اتوماتیک X5 (PARR)

- ✓ تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی (AFIB)
- ✓ نشانگر ضربان نامنظم قلب (ARR)
- ✓ میانگین گیری فشار صبح گاهی و عصرگاهی
- ✓ تشخیص انقباض زودرس، ۱۲۰ حافظه برای ۲ کاربر
- ✓ دارای کاف بدون لاتکس
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ دارای LCD بزرگ ۷۸*۶۹ میلی متر



قابلیت تشخیص احتمال سکتته مغزی



ترازوی دیجیتال WB101

- ✓ مجهز به ۴ سنسور در هر گوشه ی ترازو
- ✓ صفحه نمایش بزرگ
- ✓ عملکرد خودکار
- ✓ بیشترین وزن قابل اندازه گیری ۱۸۰ کیلوگرم
- ✓ دقت اندازه گیری ۱۰۰ گرم

ترازوی تشخیصی WF260

- ✓ اندازه گیری میزان شاخص توده ی بدنی (BMI) و نرخ سوخت و ساز (BMR)
- ✓ مجهز به ۴ سنسور در هر گوشه ی ترازو
- ✓ اندازه گیری چربی بدن
- ✓ اندازه گیری میزان تراکم استخوان
- ✓ اندازه گیری میزان آب بدن (هیدراسیون)
- ✓ دارای حافظه و ذخیره سازی وزن برای ۱۰ کاربر
- ✓ بیشترین وزن قابل اندازه گیری ۱۸۰ کیلوگرم
- ✓ دقت اندازه گیری ۱۰۰ گرم



فشارسنج دیجیتال X9 (PARR PRO)

- ✓ تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی (AFIB)
- ✓ نشانگر ضربان نامنظم قلب (ARR)
- ✓ تشخیص بیماری تاکیکاردی و برادیکاردی (TACH) (BRAD)
- ✓ قابلیت اندازه گیری فشارخون با دوروش سمعی و خودکار
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ شامل کاف در ۳ سایز S, M, L
- ✓ LCD با نور پس زمینه
- ✓ دارای نگهدارنده کاف



ویژه کلینیک و بیمارستان



ترازوی کودک WE300

- ✓ خواندن آسان
- ✓ احتساب وزن خالص
- ✓ نشانگر ضعیف بودن باتری ✓ نشانگر بار زیاد
- ✓ قابل تبدیل به واحدهای دیگر
- ✓ بیشترین وزن قابل اندازه گیری ۲۰ کیلوگرم
- ✓ کمترین وزن قابل اندازه گیری ۱۰۰ گرم
- ✓ دقت اندازه گیری ۱۰۰ گرم

تکنولوژی های منحصر به فرد rossmax

فشارسنج مچی دیجیتال S150

- ✓ دارای تکنولوژی SMART SENSE و کنترل هوای پیشرفته
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ نشانگر ضربان نامنظم قلب
- ✓ تشخیص حرکت فرد در حین اندازه گیری
- ✓ قابلیت ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری
- ✓ عملکرد تنها با یک لمس
- ✓ دارای کیف قابل حمل



سخنگو

راهنمای صوتی



قابلیت سخنگویی به زبان فارسی و پنج زبان دیگر

نشانگر ضربان قلب نامنظم (IHB)

برای بیماران قلبی



تشخیص ضربان نامنظم قلب و هشدار به کاربر برای تکرار اندازه گیری

نشانگر حرکت

نشانگر حرکت بدن



یادآوری به بیمار جهت خودداری از حرکت در حین اندازه گیری

Smart Sense

سیستم کنترل هوای پیشرفته



تنظیم میزان کاهش هوای کاف با کمک دریچه های الکتریکی و افزایش دقت اندازه گیری

زخم بستر

زخم بستر، آسیبی موضعی در پوست یا بافت‌های زیر پوست است که معمولاً در برجستگی‌های استخوانی و بر اثر فشار یا ترکیب فشار، با تنش برشی یا اصطکاک ایجاد می‌شود. تشک‌های موج رزمکس در دو مدل تخم‌مرغی و سلولی موجود می‌باشند و درمان تمام سطوح زخم بستر (سطح ۱ تا ۴) را پوشش می‌دهند.

تشک موج سلولی AM40

- ✓ دارای روند درمانی با پر و خالی کردن نصف حباب‌ها به منظور درمان زخم بسترهای گرید ۳ و ۴
- ✓ جلوگیری و درمان برای بیمارانی که در معرض ابتلا به زخم بستر هستند
- ✓ ساخته شده از سلول‌های نایلونی PVC پزشکی با دوام
- ✓ قابل تنظیم بر روی هر نوع تخت
- ✓ قابلیت تنظیم فشار بر مبنای وزن بیمار
- ✓ به همراه پمپ با کیفیت بالا و آویز قابل تنظیم
- ✓ بسیار کم صدا
- ✓ چرخه‌ی درمانی ۱۲ دقیقه

2 YEARS WARRANTY



تشک موج تخم‌مرغی AM30

- ✓ دارای روند درمانی با پر و خالی کردن نصف حباب‌ها به منظور درمان زخم بسترهای گرید ۱ و ۲
- ✓ جلوگیری و درمان برای بیمارانی که در معرض ابتلا به زخم بستر هستند
- ✓ قابل تنظیم بر روی هر نوع تخت
- ✓ قابلیت تنظیم فشار بر مبنای وزن بیمار
- ✓ ساخته شده از PVC پزشکی با دوام
- ✓ به همراه پمپ با کیفیت بالا و آویز قابل تنظیم
- ✓ بسیار کم صدا ✓ چرخه‌ی درمانی ۶ دقیقه

2 YEARS WARRANTY



تکنولوژی PARR



تشخیص احتمال سکته مغزی

تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی، انقباض زودرس، تاقیکاردی و برادیکاردی، تنها با یک بار اندازه‌گیری و جلوگیری از سکته مغزی

حالت میانگین‌گیری صبحگاهی و عصرگاهی



حالت حافظه پیشرفته ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸ روزه

محاسبه میانگین پیشینه اندازه‌گیری‌ها بر اساس فشار عصرگاهی و صبحگاهی در ۷/۱۴/۲۱/۲۸ روز گذشته

Real Fuzzy



دقت واقعی

تنظیم فشار ایده‌آل کاف بر اساس فشار بالای افراد و سایز بازوی فرد و عدم نیاز به پیش‌تنظیم توسط کاربر

فشارسنج دیجیتال بازویی مدل Z1

- ✓ تکنولوژی USB برای شارژ کردن دستگاه
- ✓ صفحه نمایشگر بزرگ 64.4*59
- ✓ گرفتن میانگین سه فشار آخر
- ✓ دارای 90 حافظه و کاربری بسیار ساده
- ✓ تشخیص نامنظم ضربان قلب و نشانگر ریسک فشار خون
- ✓ دارای تکنولوژی REAL FUZZY

5 YEARS WARRANTY



فشارسنج دیجیتال CH155b

- ✓ دارای قیمت اقتصادی
- ✓ تشخیص حرکت فرد حین اندازه‌گیری
- ✓ تنظیم فشار و باد بازوبند با استفاده از تکنولوژی REAL FUZZY
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ نشانگر ضربان نامنظم قلب
- ✓ قابلیت میانگین‌گیری سه اندازه‌گیری آخر
- ✓ ۹۰ حافظه

2 YEARS WARRANTY



فشارسنج بازویی دیجیتال CF155f

- ✓ تنظیم فشار و باد بازوبند با استفاده از تکنولوژی REAL FUZZY
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ تشخیص ضربان نامنظم قلب
- ✓ قابلیت میانگین‌گیری سه اندازه‌گیری آخر و ۹۰ حافظه
- ✓ سایز صفحه نمایش: ۶۳*۵۵ میلی‌متر
- ✓ کاف مخروطی بدون لاتکس و یونیورسال
- ✓ تشخیص حرکت فرد در حین اندازه‌گیری
- ✓ با قابلیت کالیبراسیون مادام‌العمر

5 YEARS WARRANTY



فشارسنج دیجیتال سخنگو CF175f

- ✓ سخنگو به ۶ زبان زنده دنیا (فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، ترکی، کردی)
- ✓ تنظیم فشار و باد بازوبند با استفاده از تکنولوژی REAL FUZZY
- ✓ تشخیص صحیح بستن کاف در حین اندازه‌گیری
- ✓ تشخیص حرکت فرد در حین اندازه‌گیری
- ✓ دارای کاف مخروطی بدون لاتکس
- ✓ نشانگر ریسک فشار خون بالا
- ✓ نشانگر ضربان نامنظم قلب
- ✓ قابلیت میانگین‌گیری سه اندازه‌گیری آخر
- ✓ ۹۰ حافظه

5 YEARS WARRANTY

